

Comparativa consumo y relleno GEL / SOLUCIÓN HYDROALCOHOL + MÁQUINA



Número de limpiezas manos
con 500 ml GEL higienizante
(70% alcohol) uso manual

420 limpiezas manos

Número de limpiezas manos
con 500 ml líquido
higienizante (70% alcohol) +
máquina

777 limpiezas manos



Comparativa consumo y relleno GEL / SOLUCIÓN HYDROALCOHOL + MÁQUINA



Tamaño estándar dosificador GEL hig. = ½ litro



Tamaño estándar líquido hig. = 5 litros

CONCLUSIÓN:

**Cambiar 17'7 botes de GEL hig. = Cambiar 1
garrafa de 5 litros líquido hig.**



1 x 17,7
botes

=

1 x 1
garrafa

